

Exigo Vet 全自动动物血液分析仪(三分类)

Exigo Vet 全自动动物血液分析仪配置及报价

序号	品 项	单位	数量	报价 (元)
1	Exigo Vet 全自动动物血液分析仪	台	1	
2	操作手册	本	1	

Exigo Vet全自动动物血液分析仪图片



Exigo Vet 全自动动物血液分析仪参数

序号	项目	参数规格																		
1	软件类型	动物专用																		
2	检测方式	电抗阻模式																		
3	操作系统	全自动操作系统，提供 17 个参数																		
4	动物种类配置文件	犬、猫、马、牛、雪狐、兔子、绵羊、啮齿类、猪、骆驼、山羊、猴子、羊驼等，最多同时使用 20 种动物配置文件，支持多物种编入分析配置文件，可以自行编入。																		
5	混匀器	内置混匀器，可以同时混匀 6 个血液标本试管，（3 种不同试管规格）																		
6	进样方式	两种进样方式：试管进样和 20u1 末梢血直接进样。																		
7	微量采血	20u1 末梢血直接进样方式采血量只需要 20u1 即可。																		
8	操作界面	7 英寸彩色触摸屏																		
9	样本处理速度	60 个/小时																		
10	条形码扫描仪设置	先进的条形码扫描功能，方便质控物设定值输入系统，同时可以直接扫描客户的病例条形码。																		
11	免维护功能	分血阀设置，设有内置清理装置，能自动清理，免维护，保持系统畅通。																		
12	白细胞分类功能	先进的分析算法，分析过程中考虑实际测量的白细胞组分和预置物种期待值，对不同物种的血样采取动态分析方式，以获取精确测量结果。																		
13	血液分析提示功能	系统对病例样本进行标记，并给出清晰提示，指导进一步分析操作。																		
14	输出模式	支持 USB, Centronics, RS232 输出																		
15	检测参数	WBC、LYMa、LYM%、MONOa、MONO%、GRANa、GRAN%、RBC、MCV、PLT、MPV、HGB																		
16	计算参数	HCT、MCH、MCHC、RDWa、RDW%																		
17	关节液检测	可以检测马属动物的关节液																		
18	精度和测量范围	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>RBC</th> <th>MCV</th> <th>HGB</th> <th>WBC</th> <th>PLT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>范围</td> <td>0-14.0 *10⁶/u l</td> <td>15-250 fl</td> <td>0-99.9 g/dl</td> <td>0-99.9 *10³/u l</td> <td>0-1999 *10³/u l</td> </tr> <tr> <td>CV%</td> <td>1.1%</td> <td>0.3%</td> <td>1.0%</td> <td>1.9%</td> <td>3.5%</td> </tr> </tbody> </table>		RBC	MCV	HGB	WBC	PLT	范围	0-14.0 *10 ⁶ /u l	15-250 fl	0-99.9 g/dl	0-99.9 *10 ³ /u l	0-1999 *10 ³ /u l	CV%	1.1%	0.3%	1.0%	1.9%	3.5%
	RBC	MCV	HGB	WBC	PLT															
范围	0-14.0 *10 ⁶ /u l	15-250 fl	0-99.9 g/dl	0-99.9 *10 ³ /u l	0-1999 *10 ³ /u l															
CV%	1.1%	0.3%	1.0%	1.9%	3.5%															
19	质控体系	从开发、生产到品质控制全部出自同一供货商。																		